



Higiena przedudojowa



10 L

Keno™pure

Najlepsze rozwiązanie przed każdym udojem

Wszystkie wymagane kroki związane z higieną przed udojową są realizowane przy użyciu preparatu **Keno™pure**: mycie, dezynfekcja oraz zmiękczenie strzyków przed udojem. Preparat działa bardzo szybko (czas kontaktu wynosi tylko 30 sekund). **Keno™pure** łatwo włączyć do procesu dojenia. Może być użyty w następujący sposób: oprysk, zanurzenie ręczników lub przy pomocy kubka pianotwórczego.



Keno™pure Wipes

Gotowe, nasączone ręczniki do higieny przedudowej

Łatwe w użyciu, nasączone ręczniki do czyszczenia strzyków przed udojem. Doskonale myją, zmiękczą oraz dezynfekują strzyki przed podłączeniem aparatu udojowego.



Ręczniki

Mocne, wytrzymałe jednorazowe ręczniki do wycierania strzyków po użyciu Kenopure. 1000 listków na rolce.